

SHIN-NIPPON

PD-82II



Strumento facile da usare per qualsiasi operatore. Fornisce dati indispensabili per il corretto montaggio delle lenti sugli occhiali:

Distanza interpupillare totale

Distanza OD/naso - OS/naso

Distanza interpupillare per lontano (infinito)

Distanza interpupillare per vicino (da 30 a 200 cm)

Distanza apice corneale-lente

I dati vengono rilevati sul display a cristalli liquidi

Compensazione ottica per l'esaminatore

Spegnimento automatico salva batteria dopo la misurazione (1 minuto)

Scheda tecnica

METODO DI MISURA: Luce riflessa dalla cornea

RANGE DI MISURA: Da 46 a 82mm (PD totale); Da 23 a 41mm (per occhio) Step 0.5mm

DISPLAY: A cristalli liquidi

TARGET PER PUNTO DI FUOCO: Punto di fissazione interno verde su sfondo illuminato

RANGE DEL PUNTO DI FUOCO: 30cm a infinito

SISTEMA ILLUMINAZIONE: LED

ALIMENTAZIONE: a Batteria

DIMENSIONI: L 155mm x P 255mm x A 55mm

PESO: 690g

ACCESSORI INCLUSI: Copertina, Manuale, Batterie.

medivision

VENDITA E ASS.NZA TECNICA
ELETTROMEDICALI

VIA E. NICOLARDI, 224 - 80131 NAPOLI

TEL. 081.5922337 - FAX 081.5922335

medivision@libero.it - www.medi-vision.it