

medivision[®]
S.a.S

centrostyle[®]
around people

Ultrasuono per lenti a contatto morbide



Ultrasuono per lenti a contatto morbide e R.G.P.

INFO

PULIZIA CON AZIONE RIGENERATIVA DELLE LENTI A CONTATTO

FACILE E VELOCE IN 3 MINUTI

Utilizza il principio del lavaggio ad ultrasuoni per eliminare i depositi di proteine che si formano sulle lenti a contatto.

Risciacquare le lenti con soluzione unica prima di indossarle o riporle nel contenitore.

Due cicli di lavaggio: Standard (2 min.) Intenso (6 min.).

Autospegnimento alla fine del ciclo di lavaggio.

Completo di pinzetta e flacone vuoto per liquido detergente



DATI TECNICI:

Tempo di pulizia: 2-6 minuti

Capacità: 4 ml

Potenza assorbita: 7 watt.



medivision
VENDITA E ASS.NZA TECNICA
ELETTROMEDICALI
VIA E. NICOLARDI, 224 - 80131 NAPOLI
TEL. 081.5922337 - FAX 081.5922335
medivision@libero.it - www.medi-vision.it